

# TML5 Fixe Compact


Table à manger au lit / C, 1 plateau, fixe compact

Réf. GHTML5PF-C



Les tables à manger au lit **TML5** ont été spécialement conçues pour l'ambulatorie, elles possèdent un piètement plus petit pour minimiser l'encombrement. La version **GHTML5PF-C** est composée d'un piètement en C (ambulatorie) et d'un plateau fixe et d'un plateau fixe compact extrêmement résistant mécaniquement et résistant aux hautes températures jusqu'à +180°C. Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

## Spécifications techniques



## Données techniques

Hauteur variable	<b>74.5 cm – 106 cm</b>	Poids à vide	<b>18 kg</b>
Dimension du plateau	<b>71 x 41 cm</b>	Charge maximale	<b>15 Kg en bout de plateau</b>
Epaisseur du plateau	<b>10 mm</b>		<b>30 Kg répartie</b>
Hauteur du piètement	<b>9.5 cm</b>	Matériaux	<b>Compact (plateau)</b>
Longueur du piètement	<b>64 cm</b>		<b>Acier (structure)</b>
Largeur du piètement	<b>50 cm</b>		<b>Aluminium (enjoliveur)</b>
Longueur totale	<b>71 cm</b>	Roulettes double galet	<b>360° / Ø 50 mm</b>
Largeur totale	<b>50 cm</b>	Classement Feu (NF P 92-503)	<b>M1, Ininflammable</b>

## Personnalisation et Accessoires

Découvrez tous les coloris\* stratifiés disponibles sur notre page **Nuancier**  
**Plus de 15 coloris**

### Accessoires & Options disponibles

- 2 roulettes avec frein
- Livraison en kit de la TML REF. GHTML5PFK-C

### Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés. Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique



## Nuancier des stratifiés - Lits / TML / meubles



Pin Aland Polaire



Acacia de Lakeland  
Crème



Erable Mandal  
Naturel



Chêne Vicenza Clair  
<NEW>




Chêne Nebraska  
Naturel



Chêne Nebraska  
Gris




Noyer Lincoln



Aluminium brossé fin  
Uniquement TML



Gris Cubanite




Bleu Horizon



Bleu Brume  
<NEW>



Bleu Cosmique



Blanc craie



Terracotta



Rouge Cerise




Vert Kiwi



Jaune Curry

## Les polymères - TML




Blanc



Erable

## Les Bois - Lits / meubles / Assises



Blanc



Erable



Wenghé  
<NEW>

## Hygiène & désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien • pour meubles ou d'agents blanchissants.
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Il est également recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas

