

TML7 Mixte, Compact

Table à manger au lit / H, 2 plateaux, mixte compact

Réf. GHTML7DF-C



Les tables à manger au lit **TML7** ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés.

Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché.

La version **GHTML7DF-C** est composée d'un **piètement en H** et de deux plateaux mixtes compacts (un plateau fixe + un plateau inclinable) **extrêmement résistant mécaniquement et résistant aux hautes températures jusqu'à +180°C**.

Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

Spécifications techniques

PLATEAU

- Mixte – 2 plateaux :
1 plateau fixe
+ 1 plateau inclinable

Sa taille peu encombrante est particulièrement adaptée au lit de dimension 90 cm de largeur

• Compact

- > Extrêmement résistant mécaniquement
- > Résistant à la chaleur
- > Résistant aux hautes températures jusqu'à 180°C
- > Lisse sans aspérité
- > Angles arrondis

- **Inclinaison du plateau** par crémaillère sur 5 positions

PIÈTEMENT

- Piètement **en H** pour une très bonne stabilité
- Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés

GALERIE & RÉGLLETTE

- > Galerie située sur le côté droit du plateau fixe, elle permet de prévenir la chute d'objet
- > Régllette de lecture sur le plateau inclinable

STRUCTURE

- Structure avec piètement + colonne époxy blanc
- Grande robustesse et stabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

COLONNE

- La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
 - Avec sécurité anti-coincement à la montée pour une sécurité optimale
 - Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

ROULETTES

- 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

Données techniques

Hauteur variable	74.5 cm – 106 cm	Inclinaison	65° maximum
Dimension du plateau inclinable	70 x 41 cm	Poids à vide	19 kg
Dimension du plateau fixe	20 x 41 cm	Charge maximale	15 Kg en bout de plateau
Dimension global plateau	90 x 41 cm		30 Kg répartie
Epaisseur du plateau	10 mm		
Hauteur du piètement	9.5 cm	Matériaux	Compact (plateau)
Longueur du piètement	79 cm		Acier (structure)
Largeur du piètement	46 cm		Aluminium (enjoliveur)
Longueur totale	90 cm	Roulettes double galet	360° / Ø 50 mm
Largeur totale	46 cm	Classement Feu (NF P 92-503)	M1, Ininflammable

Options disponibles

- 2 roulettes avec frein

Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés.
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas

