

TML6 Fixe, Polymère

Table à manger au lit / U, 1 plateau, fixe polymère

Réf. GHTML6PF-P



Les tables à manger au lit **TML6** ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés. Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché. La version **GHTML6PF-P** est composée d'un plateau fixe polymère très résistant mécaniquement et post-formé, son piètement en U lui assure un important dégagement frontal. Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

Spécifications techniques

PLATEAU

• Fixe

Sa taille peu encombrante est particulièrement adaptée au lit de dimension 90 cm de largeur

• Polymère

- > Très résistant mécaniquement
- > Résistant à la chaleur
- > Lisse sans aspérité
- > Angles arrondis
- > 2 zones « creusées » pratique pour la prise de repas du résident ou patient

PIÈTEMENT

- Large piètement en U pour une très bonne stabilité

- Piètement déporté par rapport au plateau préserve les murs et la table lors des déplacements
- Conseillé pour une utilisation avec un fauteuil
- Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés

STRUCTURE

- Structure avec piètement + colonne époxy blanc
- Grande robustesse et stabilité



POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

COLONNE

- La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
 - Avec sécurité anti-coincement à la montée pour une sécurité optimale
 - Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

ROULETTES

- 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

Données techniques

Hauteur variable	75.5 cm – 107 cm
Dimension du plateau	90.5 x 41 cm
Epaisseur du plateau	25 mm
Hauteur du piètement	9.5 cm
Longueur du piètement	79 cm
Largeur du piètement	47.5 cm
Longueur totale	90.5 cm
Largeur totale	47.5 cm

Poids à vide **19 kg**
Charge maximale **15 Kg en bout de plateau**
30 Kg répartie

Matériaux **Polymère (plateau)**
Acier (structure)
Aluminium (enjoliveur)

Roulettes double galet **360° / Ø 50 mm**
Classement Feu (NF P 92-503) **M1, Ininflammable**

Options disponibles

- 2 roulettes avec frein
- Livraison en kit de la TML REF. GHTML6PFK-P

Découvrez tous les coloris Polymère disponibles sur notre page Nuancier au verso.

Hygiène & Désinfection


- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés.
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas



INNOVSPACE VAL D'EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN
Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11
E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr



Les polymères - TML



Blanc



Erable



Wenghé
<NEW>

