

TML6 Fixe, Stratifié


Table à manger au lit / U, 1 plateau, fixe stratifié

Réf. GHTML6PF-S



Les tables à manger au lit **TML6** ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés. Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché. La version **GHTML6PF-S** est composée d'un plateau fixe stratifié résistant mécaniquement avec un large choix de coloris, son piètement en U lui assure un important dégagement frontal. Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

Spécifications techniques



Données techniques

Hauteur variable	75 cm – 106.5 cm	Poids à vide	18.5 kg
Dimension du plateau	90 x 41 cm	Charge maximale	15 Kg en bout de plateau
Epaisseur du plateau	19 mm		30 Kg répartie
Hauteur du piètement	9.5 cm	Matériaux	Stratifié (plateau)
Longueur du piètement	79 cm		Acier (structure)
Largeur du piètement	47.5 cm		Aluminium (enjoliveur)
Longueur totale	90 cm	Roulettes double galet	360° / Ø 50 mm
Largeur totale	47.5 cm	Classement Feu (NF P 92-503)	M1, Ininflammable

Options disponibles

- 2 roulettes avec frein
- Chant du plateau de couleur identique au plateau

Découvrez tous les coloris stratifiés disponibles sur notre page Nuancier au verso.

Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés.
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas



Nuancier des stratifiés - Lits / TML / meubles



Pin Aland Polaire



Acacia de Lakeland
Crème



Erable Mandal
Naturel



Chêne Vicenza Clair
<NEW>




Chêne Nebraska
Naturel



Chêne Nebraska
Gris



Noyer Lincoln



Aluminium brossé fin
Uniquement TML



Gris Cubanite




Bleu Horizon



Bleu Brume
<NEW>



Bleu Cosmique



Blanc craie



Terracotta



Rouge Cerise



Vert Kiwi



Jaune Curry

