

TML7 Mixte, Polymère

Table à manger au lit / H, 2 plateaux, mixte polymère

Réf. GHTML7DF-P



Les tables à manger au lit **TML7** ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés. Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché.

La version **GHTML7DF-P** est composée d'un **piètement en H** et de deux plateaux mixtes (un plateau fixe + un plateau inclinable) **très résistant mécaniquement et post-formé**.

Socommed propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

Spécifications techniques

PLATEAU

- Mixte – 2 plateaux :
1 plateau fixe
+ 1 plateau inclinable

Sa taille peu encombrante est particulièrement adaptée au lit de dimension 90 cm de largeur

• Polymère

- > Très résistant mécaniquement
- > Résistant à la chaleur
- > Lisse sans aspérité
- > Angles arrondis
- > 2 zones « creusées » pratique pour la prise de repas du résident ou patient

- **Inclinaison du plateau** par crémaillère sur 5 positions

PIÈTEMENT

- Piètement **en H** pour une très bonne stabilité
- Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés

STRUCTURE

- Structure avec piètement + colonne époxy blanc Grande robustesse et stabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

COLONNE

- La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
 - Avec sécurité anti-coincement à la montée pour une sécurité optimale
 - Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

ROULETTES

- 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

Données techniques

Hauteur variable	75.5 cm – 107 cm
Dimension du plateau inclinable	70 x 41 cm
Dimension du plateau fixe	20 x 41 cm
Dimension global plateau	90 x 41 cm
Epaisseur du plateau	25 mm
Hauteur du piètement	9.5 cm
Longueur du piètement	79 cm
Largeur du piètement	46 cm
Longueur totale	90 cm
Largeur totale	46 cm

Inclinaison	65° maximum
Poids à vide	19 kg
Charge maximale	15 Kg en bout de plateau 30 Kg répartie
Matériaux	Stratifié (plateau) Acier (structure) Aluminium (enjolveur)
Roulettes double galet	360° / Ø 50 mm
Classement Feu (NF P 92-503)	M1, Ininflammable

Options disponibles

- 2 roulettes avec frein


Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés.
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas

Découvrez tous les coloris Polymère disponibles sur notre page Nuancier au verso.



Les polymères - TML



Blanc



Erable



Wenghé
<NEW>

