




- Cadre**
- Encombrement minimal une fois fermé
 - Cadre en aluminium lisse et anodisé pour une meilleure longévité
- Charnières**
- Charnières brevetées
 - Pivotables à 360°
 - Charnières garanties 10 ans
 - Pas de champ visuel entre les battants



- Plaques**
- Désinfection facile
 - Laissent passer la lumière
 - Extrêmement résistantes aux chocs
- Roulettes**
- Stabilité assurée
 - Extrêmement maniable

RFW-FG



- Poids : 3,00 / 3,50 kg par panneau suivant la hauteur
- Largeur battant : 30 cm



Matériaux

Cadre : tube en aluminium extrudé gris, surface lisse et anodisée pour une meilleure tenue dans le temps. Pièces plastiques en polyamide avec 15 % de fibre de verre pour une forte résistance aux nombreuses manipulations.

Roulettes : corps de roue en polyamide, bande de roulement en polyuréthane, ne laisse pas de trace au sol. Les roulettes sont équipées de freins et mesurent 6,5 cm de diamètre pour assurer la stabilité du paravent.

Charnières : charnières RTC pleines incassables brevetées, disposées sur toute la hauteur des battants. Elles leur permettent une rotation à 360°, et ne laissent aucun champ visuel entre chacun. Garanties 10 ans.

Plaques : polycarbonate de 2 mm d'épaisseur, blanc translucide ou transparentes, difficilement inflammable. Classe des matériaux DIN EN 13501-1, B-s1 d2, extrêmement résistantes aux chocs.



Designs



01. Jaune or 02. Turquoise aquatique 03. Rouge œillet 04. Bleu limpide 05. Marron cuivré




06. Beige jaune 07. Turquoise opale 08. Gris rouge 09. Bleu parisien 10. Rouge melon



11. Crème d'abricot 12. Vert clown 13. Violet tulle 14. Bleu Madonna 15. Orange abricot




16. Blanc lait 17. Turquoise lac de montagne 18. Abricot bois de rose 19. Bleu gris 20. Mauve mohair



21. Vert du Nil 22. Marqueur vert 23. Rouge lumière du Sahara 24. Bleu Bermudes 25. Graige clair



26. Gris brume 27. Pistache claire 28. Blanc poivré 29. Blanc cassé



30. Blanc standard

