








**Support**



**Rideaux**



**Système télescopique**



**Télescope** : tube en aluminium extrudé gris, surface lisse et anodisée pour une meilleure tenue dans le temps. Pièces plastiques en polyamide avec 15 % de fibre de verre pour une forte résistance aux nombreuses manipulations. Le mécanisme de plicature est parfaitement intégré dans le télescope pour faciliter sa désinfection.

**Anneaux** : en polyamide avec 15 % de fibres de verre PA 6 GF 15, pour une plus grande solidité et donc une plus longue durée de vie. Ø 42 mm, couleur gris. La partie inférieure de l'anneau est souple et à mémoire de forme, afin de se décrocher du rideau en cas d'arrachement.



**Fixations appropriées**

**GSH/N**



Support pour rails médicaux, tige de maintien au mur, hauteur réglable.  
Hauteur : 55 cm • Largeur : 5 cm

**GSH/DK**



Support avec double étaux pour rails médicaux, hauteur réglable.  
Hauteur : 55 cm • Largeur : 5 cm

**GSH/95**



Support pour tubes verticaux, inclinaison ajustable.  
Hauteur : 10 cm • Largeur : 6 cm

**GSH/V**



Support pour tubes verticaux, inclinaison ajustable, diamètre entre 30 et 38 mm.  
Hauteur : 10 cm • Largeur : 13 cm

**Rideaux appropriés**

**Trevira®CS BIOACTIVE**

- Difficilement inflammable, classé B1
- Laisse passer la lumière
- Caractère antibactérien ancré dans la fibre
- Lavable en machine jusqu'à 60°



|         |         | long x haut |
|---------|---------|-------------|
| RTI 1.3 | TCS 121 | 140 x 120   |
|         | TCS 122 | 140 x 140   |
|         | TCS 123 | 140 x 175   |
| RTI 1.6 | TCS 151 | 170 x 120   |
|         | TCS 152 | 170 x 140   |
|         | TCS 153 | 170 x 175   |
| RTI 2.2 | TCS 211 | 230 x 120   |
|         | TCS 212 | 230 x 140   |
|         | TCS 213 | 230 x 175   |

**Cleanique**

- Effet antibactérien
- Difficilement inflammable, classé B1
- Sans couture
- Lavable en machine à 30°



|         |        | long x haut |
|---------|--------|-------------|
| RTI 1.3 | CQ 121 | 140 x 120   |
|         | CQ122  | 140 x 140   |
|         | CQ 123 | 140 x 170   |
| RTI 1.6 | CQ 151 | 170 x 120   |
|         | CQ 152 | 170 x 140   |
|         | CQ 153 | 170 x 170   |
| RTI 2.2 | CQ 211 | 230 x 120   |
|         | CQ 212 | 230 x 140   |
|         | CQ 213 | 230 x 170   |

**staph CHEK®**

- Imperméable, antibactérien, très résistant
- Difficilement inflammable, classé M1
- Lavable en machine à 30°



|         |          | long x haut |
|---------|----------|-------------|
| RTI 1.3 | VH/C 121 | 140 x 120   |
|         | VH/C 122 | 140 x 140   |
| RTI 1.6 | VH/C 151 | 170 x 120   |
|         | VH/C 152 | 170 x 140   |
| RTI 2.2 | VH/C 211 | 230 x 120   |
|         | VH/C 212 | 230 x 140   |