




MR 1062



Fauteuil de repos et transfert sur patins
avec mouvements synchronisés

Données techniques :

- Largeur de l'assise : 540 mm
- Profondeur de l'assise : 450 mm
- Hauteur de l'assise par rapport au sol : 520 mm
- Hauteur des accoudoirs par rapport au sol : 730 mm

- Inclinaison du dossier : 90° - 162°
- Inclinaison du repose-jambes : -90° / 10°
- Charge maximale : 180 kg
- Poids total : 32 kg

Coloris :



Options :

- MZ1058 – Appui-tête coloré (nuancier CC011) avec réglage en hauteur
- MZ1059 – Appui-tête gris clair avec réglage en hauteur
- MZ5049 – Support de perfusion à hauteur fixe
- MZ5051 – Pince pour support de perfusion à hauteur fixe
- MZ5165 – Support droite pour tige à serum de perfusion à hauteur réglable
- MZ5166 – Support gauche pour tige à serum de perfusion à hauteur réglable
- BZ1524 – Support de perfusion à hauteur réglable
- MZ5066 – Paire de rails en acier chromé, avec pince, pour table de service
- MZ5061 – Table de service
- MZ5062 – Support pour sac urinaire
- MZ1048 – Support pour rouleau de papier
- MZ5120 – Support pour bouteille d'oxygène

• MZ1048

Support pour rouleau de papier



• MZ5166

Support gauche pour tige à serum de perfusion à hauteur réglable



• MZ1058

Appui-tête coloré (nuancier CC011) avec réglage en hauteur



• MZ5165

Support droite pour tige à serum de perfusion à hauteur réglable

