




ZMR10620

Fauteuil de prélèvement sur pieds



Données techniques :

- Dimensions avec dossier relevé : 720x900x1230 h mm
- Dimensions avec dossier complètement abaissé : 720x1745x600 h mm
- Largeur du siège : 540 mm
- Profondeur du siège : 450 mm
- Hauteur du siège par rapport au sol : 520 mm

- Hauteur des accoudoirs par rapport au sol : 730 mm
- Inclinaison du dossier : 90°-162°
- Charge de sécurité : 150 kg
- Poids : 32 kg

Coloris :



Options :

- MZ1058 - Tête colorée (nuancier CC011) avec réglage en hauteur
- MZ1059 - Tête grise claire avec réglage en hauteur
- MZ5051 - Pince ambidextre pour support de perfusion, hauteur fixe
- MZ5049 - Support de perfusion avec hauteur fixe
- MZ5163 - Support droit pour tige à sérum de perfusion à hauteur réglable
- MZ5164 - Support gauche pour tige à sérum de perfusion à hauteur réglable

- MZ5149 - Support de perfusion avec hauteur réglable
- MZ5066 - Couple de rails en acier chromé, complet avec pince, pour table de service
- MZ5061 - Table de service
- MZ5062 - Support pour sac à urine
- MZ5046 - Couple de repose-pieds extractibles en ABS
- MZ1048 - Support pour rouleau de papier
- MZ5120 - Support pour réservoir d'oxygène

• MZ1048

Support pour rouleau de papier



• MZ5164

Support gauche pour tige à sérum de perfusion à hauteur réglable



• MZ1058

Appui-tête coloré (nuancier CC011) avec réglage en hauteur



• MZ5163

Support droit pour tige à sérum de perfusion à hauteur réglable

