

Fauteuil pour les services de Chirurgie et Médecine Ambulatoires

Comfort 1-EC

*Confort maximal, design attractif
pour toujours plus de fonctionnalité
et de sécurité*

- Le Comfort-1 est spécialement conçu pour les procédures médicales courtes, ce qui le rend idéal pour des tâches telles que la collecte de plasma et de sang, l'hémodialyse, la thérapie par perfusion, la chirurgie ambulatoire, la chimiothérapie, et plus encore.
- Le repli à 90° du repose-jambes assure une entrée et une sortie plus faciles par l'avant du fauteuil de soins, tandis que les accoudoirs relevables permettent de s'asseoir par le côté.
- Le Comfort-1 est équipé d'une télécommande conviviale avec un boîtier étanche IPX6.
- Le Comfort-1 offre une large gamme d'options de personnalisation.
- Il existe un choix parmi une palette de plus de 40 couleurs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La combinaison du dossier et du repose-jambes permet aux patients de trouver rapidement et facilement la position souhaitée, réduisant ainsi le temps nécessaire aux ajustements et améliorant l'efficacité globale dans les environnements médicaux. Le bouton dédié à la position Trendelenburg offre une tranquillité d'esprit en cas d'urgence, permettant aux soignants de positionner rapidement les patients pour une sécurité optimale.



Position d'entrée



Position de relaxation



Position TRB

Accessoires optionnels

Art.-Nr.

Comfort-T2 Table multifonctionnelle	713M009
Accoudoir réglable en hauteur pour utilisation en médecine (la paire)	713M010
Ressort à gaz intégré dans le support d'accoudoir pour un fonctionnement plus fluide et plus sûr (la paire)	713M011
Support universel pour tablettes et smartphones	713M013
4 x roulettes pivotantes de diamètre 10 cm avec blocage total	713M021
Barre de poussée universelle pour un transfert facile dans n'importe quelle position	713M027
Support de rouleau de papier	713M033
Support de bouteille de perfusion (poteau IV) avec réglage en hauteur	713M038
Rail latéral en plastique (paire)	713M066
Grandes roues avant de 20 cm pour fonction de transport	713M086
Repose-pieds motorisé (2e moteur)	713M092
Kit EPN incl. broche multicontact avec câble de connexion interne (FORTEMENT RECOMMANDÉ POUR LA DIALYSE)	713E004
Unité de charge USB pour appareils intelligents (5V, 1A)	713E009
Batterie rechargeable pour fonctionnement en cas de panne de courant (24V DC)	713E024
Coussin repose-tête carré	713U012
Revêtement en 3 segments avec combinaison de couleurs individuelle (sélectionnable parmi plus de 40 couleurs différentes de TUNDRA)	713U040
Protection en plastique transparent pour repose-pieds court (revêtement en 3 segments)	713U029

Données techniques générales

Réglage de la hauteur du siège	Hauteur de siège fixe à 55 cm	Taille des roulettes	4 x Ø 7,5 cm roulettes jumelées avec blocage total
Gamme de réglage du dossier	80° (-7° sous l'horizontale en position Trendelenburg)	Poids du fauteuil	55 kg
Inclinaison du siège (fixe)	Position du siège fixée à 7°	Charge maximale	Capacité de poids de 180 kg
Réglage du repose-pieds	85°	Alimentation électrique	100-240V AC, 50/60 Hz
Dimensions couchage	L 190 x l 60 x H 9,5 cm	Données tech. des moteurs	24V DC, IPX6
Dimensions des accoudoirs	L 57 x l 15 x H 6,5 cm	Couleur du cadre	RAL 9001
Dimensions en position assise	L 103 x l 92,5 x H 129 cm	Directive et normes appliquées	Réglementation des dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et normes harmonisées



INNOVESPACE VAL D'EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN
Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11
E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr

