

## Fauteuil ambulatoire pour services de Chirurgie et Médecine Ambulatoire

### Comfort 2-EC

- Les fauteuils de soins Comfort 2-EC sont conçus pour assister et faciliter le travail des médecins et du personnel médical.
- Ils augmentent considérablement le confort du patient et contribuent ainsi à soulager ses tensions pendant le traitement.
- Plusieurs accessoires sont disponibles en option pour optimiser le confort de vos patients.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Accessoires optionnels                                                                                                                                                               | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Table déserte mobile Comfort-T1                                                                                                                                                      | 6200501  |
| Table déserte mobile Comfort-T1 Eco                                                                                                                                                  | 6200501E |
| Housse de protection en plastique transparent pour le jambes                                                                                                                         | 7130240  |
| Housse de protection en plastique transparent pour le repose-pieds                                                                                                                   | 7130340  |
| Lampe de lecture avec lumière LED                                                                                                                                                    | 7130410  |
| Protection d'accoudoir en acier inoxydable (la paire)<br>(*uniquement avec le réglage longitudinal de l'accoudoir)                                                                   | 7130440  |
| Poignée des deux côtés du siège                                                                                                                                                      | 7130455  |
| Pédales pour mise en Trendelenburg des deux côtés du châssis                                                                                                                         | 7130482  |
| Support à perfusion (potence IV) avec réglage en hauteur                                                                                                                             | 7130506  |
| Sac en filet lavable pour ranger les affaires du patient                                                                                                                             | 7130507  |
| Support de rouleau drap d'examen                                                                                                                                                     | 7130532  |
| Rouleau de papier 10 pcs (L 50m, W 50 cm)                                                                                                                                            | 7130542  |
| Table multifonctions avec support intégré au fauteuil.                                                                                                                               | 7130602  |
| Batterie de secours rechargeable en cas de panne de courant (24 V CC)                                                                                                                | 7130655  |
| Couleur individuelle pour la sellerie standard, sélection de plus de 30 couleurs. diff nuancier TUNDRA                                                                               | 7130690  |
| Vinyl non feu pour sellerie standard, sélectionnable parmi plus de 25 couleurs.diff nuancier PALMA<br>(conforme à M1 et à d'autres normes) sans supplément de couleur supplémentaire | 7130691  |
| Logo individuel sur le dessus du dossier                                                                                                                                             | 7130695  |
| Accoudoirs réglables en hauteur pour applications médicales standards (la paire)                                                                                                     | 7130800  |
| Réglage longitudinal de l'accoudoir                                                                                                                                                  | 7130805  |
| Ressort à gaz intégré dans le support de bras pour un fonctionnement plus fluide et plus sûr (la paire)                                                                              | 7130810  |
| Barre de poussée (poignée en acier inoxydable)                                                                                                                                       | 7130811  |
| Repose-pieds amovible                                                                                                                                                                | 7130812  |
| Support pour tablette et smartphone à réglage universel                                                                                                                              | 7130869  |
| Sellerie Duo shape (2 segments) en coloris standard chrome-perle (C2, C4)                                                                                                            | 7130884  |
| Frais supplémentaires pour couleur hors standard de la sellerie Duo shape (2 segments)                                                                                               | 7130885  |
| Réglage motorisé de l'inclinaison de l'assise                                                                                                                                        | 7130887  |

### Données techniques générales

|                                  |                                                     |                                |                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Plage de réglage du dossier      | 75° (-7° sous horizontale à Trendelenburg position) | Taille des roulettes           | 4x Ø 7.5 cm roulettes jumelées à blocage total                   |
| Réglage inclinaison siège (fixe) | Position assise fixe à 7°                           | Poids de la chaise             | 63 kg                                                            |
| Réglage repose-jambes            | 35°                                                 | Poids supporté maximum         | 200 kg capacité de poids                                         |
| Réglage repose-pieds             | 29 cm (manuel)                                      | Alimentation standard          | 100-240V AC, 50/60 Hz                                            |
| Réglage de la hauteur du siège   | Hauteur d'assise fixée à 65 cm                      | Données techniques des moteurs | 24V DC, IP X6                                                    |
| Taille de la sellerie            | L 215 x l 60 x H 9,5 cm                             | Couleur du cadre               | RAL 9001                                                         |
| Taille de l'accoudoir (L x l)    | L 57 x l 17 cm                                      | Directive appliquée et normes  | 93/42/ EEC et normes harmonisées (EN60601-1; EN60601-2-52; etc.) |

Approved by TÜV Product Safety



INNOVESPACE VAL D'EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN  
Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11  
E-mail : [info@socommed.fr](mailto:info@socommed.fr) - Site Internet : [www.socommed.fr](http://www.socommed.fr)

